

※ご注意:製品に滅菌綿棒は含まれておりません。滅菌綿棒は別売です。

- ●滅菌綿棒を収納し、ウイルス輸送液や生理食塩水を入れて輸送する滅菌スピッツです。
- ●150mm滅菌綿棒を折り曲げることなく収納と輸送できるタイプと折り曲げるタイプの2種類があります。 ●2種類とも本体の材質が破損しにくいPP樹脂製で、安心して輸送が可能です。
- ●2種類ともネジ式キャップなので、内容物の飛散しにくく、安心して開栓できます。
- ●滅菌済タイプは1本包装ですので、必要な分だけ無駄なくご利用頂けます。
- ▶滅菌済タイプは包装袋に製造日と使用期限が印字されているので、管理しやすくなっております。

●150mm滅菌綿棒を折り曲げることなく収納と輸送できるタイプ

- 1							1
	コードNo.	品名	規格	材 質	容量	注文単位	l
	99411	ネジ式試験管16φ×150 PP 滅菌済(1本包装)	16 ¢ × 150mm	本体 PP キャップ PP	17mL	200本	

●150mm滅菌綿棒を折り曲げて収納と輸送するタイプ

コードNo.	品名	規格	材質	容量	注文単位
12066	滅菌PPスクリュースピッツ10mL(1本包装)	16φ×108mm	本体 PP キャップ PP	10mL	200本



〒335-0003 埼玉県蕨市南町4-7-10 TEL: 048-447-3381 FAX: 048-431-4685 E-mail: tykkizai@toyo-kizai.co.jp http://www.toyo-kizai.co.jp