

# 唾液・検体採取容器

## 滅菌スクリー容器20mL



- 滅菌済1本包装になります
- 20℃での保管が可能です
- 開口部は25.8φと大きいので口をすぼめて直接採取することが可能です
- ネジ口ですので開栓時に検体が飛散しにくく安心してご使用いただけます

コードNo.	品名	規格	材質	注文単位
34300	滅菌スクリー容器20mL(1本包装)	34φ × 27φ × 53mm	本体/PP フタ/PE	500本

JANコード : 4987691343004

梱包形態 : 1箱500本入(1本包装バルク箱詰め)

検査器材はトーヨーとおよびください。



### 東洋器材科学株式会社

〒335-0003 埼玉県蕨市南町4-7-10

TEL : 048-447-3381 FAX : 048-431-4685

E-mail : tykkizai@toyo-kizai.co.jp

http : //www.toyo-kizai.co.jp