

YS パック 滅菌済



商品コード	製品名	サイズ	容量	材質	包装形態	入数
51100	YS パック 50mL	70 φ × 55 φ × 30mm	50mL	本体 PP キャップ PE	1 個包装	200 個
51200	YS パック 100mL	70 φ × 50 φ × 50mm	100mL		1 個包装	200 個
51300	YS パック 150mL	80 φ × 58 φ × 60mm	150mL		1 個包装	100 個
51400	YS パック 200mL	80 φ × 53 φ × 80mm	200mL		1 個包装	100 個
51600	YS パック 300mL	90 φ × 60 φ × 90mm	300mL		1 個包装	100 個

■ 包装イメージ



東洋器材科学の滅菌製品は一袋ごとに製造年月日、使用期限の二つが印字されております。

これにより段ボールが処分されても、製造年月日、使用期限を包装から確認することができ、物品管理のお役に立てます。

Q & A 6 special topics

滅菌品の期限は？

一般に製品の包装材（袋）が健全であれば（破れやピンホールなど損傷がなければ）、理論上、微生物の出入りがないため、半永久的に滅菌状態が保たれます。

ただし、プラスチック（樹脂）製品（包装材を含む）の場合、環境（温湿度や紫外線）による経年劣化などがあるため、製品が正常に機能する（使用できる）期限として弊社では使用期限を定めています。

試験管

採尿セット

スポイト

容器・コップ

採便管

採水瓶

Swab・塗布用具

器具・その他